

**Miele**

Hygienische OP-Schuhaufbereitung –  
im Miele Reinigungs- und Desinfektionsgerät PG 8582.  
Bis zu 28 OP-Schuhe in einer Charge.

**Miele Professional. Immer Besser.**



**Sparen Sie CHF 3'871**

(exkl. MwSt. / exkl. vRG) gültig vom  
1. Januar bis 30. September 2020

# Schritt für Schritt – hygienisch sauber.



**Sparen Sie CHF 3'871**

(exkl. MwSt. / exkl. vRG) gültig vom  
1. Januar bis 30. September 2020

Perfekt und hygienisch aufbereitete OP-Schuhe vermitteln für Arzt, Mitarbeiter und Patient ein positives Arbeitsgefühl. Eine gute Basis hinsichtlich Arbeits- und Patientensicherheit.

## Und noch mehr Vorteile für Sie:

- alle Komponenten des Miele Systems arbeiten medizinproduktkonform
- hohe Kapazität durch 2 Beladungsebenen
- durch Austausch der Beladungsträger/Module und einfache Umprogrammierung des Gerätes können auch Instrumentarien mit dem Gerät aufbereitet werden

Perfekte Hygiene zum Vorteils-Setpreis inkl. Serviceleistung.

weitere Informationen zur Promotion finden Sie online unter:

[www.miele.ch/pro/Aktionen](http://www.miele.ch/pro/Aktionen)

Produkt	Mat.-Nr.	Preis CHF exkl. MwSt. / exkl. vRG
PG 8582 AE WW AD LD	10081870	9'210.–
Unterkorb A 151	9862410	337.–
Einsatz A 307	9862590	304.–
Oberkorb A 101	9862340	445.–
Einsatz A 310	10632610	272.–
Installation	91801020	418.–
Inbetriebnahme	95271260	875.–
<b>Paketpreis</b>		<b>11'861.–</b>
<b>Ihr Vorteilspreis</b>		<b>CHF 7'990.–</b>

**Sie sparen CHF 3'871.–**

## Unser Angebot mit Preisvorteil:

Reinigungs- und Desinfektionsgerät PG8582 AE WW AD LD  
inklusive Ober-, Unterkorb und Modulen zur Aufbereitung  
von bis zu 28 OP-Schuhen



**A 101 Oberkorb/Lafette**



**Reinigungs- und Desinfektionsgerät  
PG 8582 AE WW AD LD**

- H 835, B 600, T 600 mm

### **A 101 Oberkorb/Lafette**

- Zur Aufnahme marktüblicher DIN-Siebschalen sowie diverse Einsätze
- H 206, B 528, T 527 mm



**A 310 Einsatz**



**A 151 Unterkorb/Lafette**

### **A 151 Unterkorb/Lafette**

- Zur Aufnahme marktüblicher DIN-Siebschalen sowie diverse Einsätze
- Bestückungshöhe abhängig von gewähltem Oberkorb
- H 88, B 531, T 522 mm

### **A 310 Einsatz**

- Für bis zu 8 OP-Schuhe
- Einsetzbar in den Oberkörben A101 und A105
- H 90, B 405, T 435 mm

### **A 307 Einsatz**

- Zur Aufnahme von 20 OP-Schuhen (Halterung jeweils 265 mm lang)
- Zur Verwendung in Unterkorblafette
- Aufbereitung von Schuhen bis Grösse 48 möglich
- H 279, B 475, T 380 mm



**A 307 Einsatz**

**Miele AG**

Limmatstrasse 4  
8957 Spreitenbach  
Telefon +41 56 417 27 51  
Telefax +41 56 417 24 69  
professional@miele.ch  
www.miele.ch/professional

**Folgen Sie uns auf LinkedIn:**

<https://www.linkedin.com/company/miele-professional/about/>

Reparatur und Pikettservice  
Telefon 0848 551 670

**Immer besser**

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

**Ausgezeichnet**

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommierete Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

**Kompetent**

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsgeräte sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Geräten jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.