

Miele

Mehr Spielraum für Ihre Wünsche!
Thermodesinfektoren von Miele mit Rabatt-Vorteil 500 CHF.

Miele Professional. Immer Besser.



Für höchste Ansprüche: Der Miele Thermodesinfektor PG 8581



Thermodesinfektoren	PG 8581
Baubreite [mm]	600
Höhe, Tiefe [mm]	H 835 (820*), T 600
Laufzeit / Vario TD** [min]	42
Chargenkapazität	
Übertragungsinstrumente	22
Absauger	22
Trocknung	EcoDry
Elektroanschluss	Typ 25 oder CEE 16

* ohne Deckel (Deckel ist im Lieferumfang enthalten)

** Reinigung und therm. Desinfektion

Führende Hersteller empfehlen die Aufbereitung Ihrer Übertragungs-
instrumente und Handstücke in Miele Thermo-Desinfektoren.

Miele Vorteile, die sich lohnen



Jetzt zuschlagen und 500 CHF Mehrwert sichern:

Beim Kauf eines Thermodesinfektors PG 8581 im Aktionszeitraum* erhalten Sie einen Preisnachlass von 500 CHF auf den Listenpreis. Da bleibt mehr Spielraum für weitere Investitionen, z. B. für ein Korbset, Prozesschemie, hilfreiches Zubehör oder einen einjährigen Service- und Wartungsvertrag. Entscheiden Sie selbst!

*01. Februar bis 31. Mai 2018.



Design und Bedieneinheit

- Intelligente Kombination von Türgriff und Anzeigepanel mit integrierter „Touch-auf-Edelstahl“ Bedienung
- Programme für alle Anwendungen und leere Programmplätze für kundenspezifische Programme



Patentierte drehzahlvariable Pumpe mit bürstenlosem Motor

- Zeiteinsparung durch Aufheizen des Wassers während der Zirkulation
- Besonders effiziente Nutzung von Wasser und Energie durch einen an den Spülschritt angepassten (variablen) Spüldruck



Umfassendes Angebot

Die Adapter und Einsätze von Miele Professional bieten eine ideale Ergänzung zu den Thermodesinfektoren und ermöglichen eine sichere Aufbereitung von Turbinen, Hand- und Winkelstücken, Spitzen, Instrumente mit außenliegendem Spraykanal, Chirurgiemotoren und weiteren Instrumenten. Innovative Hygienelösungen angepasst an die Instrumente einer Zahnarztpraxis!



Schonende Aufbereitung

Besonders die Aufbereitung von Turbinen sowie Hand- und Winkelstücken ist anspruchsvoll. Miele Professional hat eine Reihe praktischer Lösungen entwickelt, um besonders werterhaltend aufzubereiten. So ergibt sich durch die vollständige Neuentwicklung der Adapter für Hohlkörperinstrumente eine wesentlich geringere Kontaktfläche bei der Aufnahme, was einer Reduzierung von Sprüschatten zuträglich ist.

Vertrieb durch:

W&H CH-AG
Industriepark 9
CH-8610 Uster, Schweiz
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com

Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommiertere Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsgeräte sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.

Miele Professional im Internet

- Ausführliche Informationen zu technischen Daten, Ausstattungen und Zubehör
- Prospekte zu allen Produktgruppen und Anwenderbereichen zum Download
- Anschauliche Darstellungen, Anleitungen und Produktpräsentationen im YouTube Channel