

Miele

DATA DIARY

Prozessdokumentation wird drahtlos

Miele Professional. Immer Besser.




Einfach, wirtschaftlich, sicher.

Miele AG
 Limmatstrasse 4
 8957 Spreitenbach
 Telefon +41 56 417 27 51
 Telefax +41 56 417 24 69
 professional@miele.ch
 www.miele.ch/professional

Folgen Sie uns auf LinkedIn:
www.linkedin.com/company/miele-professional/about/

So einfach kann Prozessdokumentation sein:

Für die lückenlose Prozessdokumentation der Instrumentenaufbereitung bietet Miele Professional ab sofort eine besonders zeitsparende Plug & Play-Lösung per App. Diese empfängt Prozessdaten automatisch von den Reinigungs- und Desinfektionsgeräten PG 8581, PG 8582, PG 8583, PG 8591, PG 8592, PG 8593, PG 8582 CD und PG 8583 CD und ermöglicht die Protokollerstellung per App am Tablet-Computer – ohne Kabel, USB-Stick oder sonstige Zwischenschritte.




Einfache Handhabung

Mit DataDiary bietet Miele eine intuitiv zu handhabende, App-basierte Möglichkeit der Prozessdokumentation mit modernem User-Interface. Es handelt sich um eine Plug & Play-Lösung – also einfach anschließen und loslegen.




Kabellos & Sicher

Die Datenübertragung erfolgt kabellos und sicher per verschlüsseltem WLAN (WPA2) zwischen Miele-Gerät und Tablet-Computer. Die WLAN-Verbindung ist einfach einzurichten mit SSID (Service Set Identifier) und Passwort.



Protokoll als PDF

Die erfolgreiche Aufbereitung der Instrumente muss lückenlos dokumentiert werden. Dafür bietet DataDiary eine übersichtliche Protokollerstellung im PDF-Format.



Schnelle Authentifizierung

Die Benutzerauthentifizierung kann problemlos per NFC-Tag oder User-ID mit Passwort erfolgen.



Weitere hilfreiche Informationen

Downloadlinks und ein anschauliches Erklärungsvideo finden Sie auf unserer Website:
www.miele.ch/de/professional/datadiary-1213.htm

Produktpakete

DataDiary

- WLAN Kommunikationsmodul XKM 3100 W CDS
 - 5 NFC-Chipcards
 - Installations- und Bedienungsanleitung
- Mat.Nr. 10689630 / Art.Nr. 68.8190.01

DataDiaryID

- 5 NFC-Chipcards
- Mat.Nr. 10735270 / Art.Nr. 68.8195.01