

Medieninformation

Neue Auftisch-Desinfektoren von Miele für Arzt- und Podologiepraxen

- ▶ Grosse Leistung auf kleinem Raum
- ▶ Sichere Aufbereitung bei reduzierten Wasser- und Energieverbräuchen

Spreitenbach, 18. Juni 2020. – Wo desinfiziertes Instrumentarium benötigt wird, ist nicht immer genug Platz für die maschinelle Aufbereitung – die mit standardisierten Programmen, Temperaturen und Haltezeiten für sichere Gerätedesinfektion sorgt. Speziell für HNO-, Dermatologie-, Gynäkologie- sowie Podologiepraxen bietet Miele deshalb jetzt ein neues, kompaktes Reinigungs- und Desinfektionsgerät an, das einfach auf einer Arbeitsplatte platziert werden kann.

Grosse Leistung auf kleinem Raum: Das neue Modell PWD 8534 kann mit zwei verschiedenen Körben und diversen Einsätzen individuell ausgestattet werden, in denen Instrumente aus medizinischen und podologischen Praxen bedarfsgerecht aufbereitet werden können. Die Leistung pro Charge, etwa bei HNO-Instrumenten: Bis zu acht Hohlkörperinstrumente und gleichzeitig weiteres Instrumentarium in verschiedenen Einsätzen.

Das neue Gerät lässt sich komfortabel über das Touch-on-Glass-Farbdisplay bedienen. Zielgruppenspezifische Programme können über Direktwahltasten angewählt werden: beispielsweise für gynäkologisches oder chirurgisches Instrumentarium. Eine visuelle Kontrolle des Aufbereitungsprozesses wird durch die Vollglastür möglich, die ebenso wie die Farbdisplay-Glasblende leicht zu reinigen ist. Die automatische Dosierung erfolgt über zwei Pumpen, mit denen die flüssigen Prozesschemikalien bedarfsgerecht aus den integrierten Vorratsbehältern in die entsprechenden Aufbereitungsphasen zugegeben werden.

Für beste Reinigungsergebnisse sorgt ein integrierter Wasserenthärter. Dazu trägt ausserdem die dreifache Filterung bei. Die Langlebigkeit des Gerätes ermöglicht unter anderem hochwertiger, nicht rostender Edelstahl, aus dem sowohl Spülarme, Filter und auch die Spülkammer bestehen. Letztere bietet ein Nutzvolumen von 50 Litern und somit viel Platz für alle Arten von medizinischem Instrumentarium. Die

aktive Heissluft-Innentrocknung DryPlus schützt vor Korrosion. Dabei verhindert ein effizienter HEPA-Luftfilter Klasse H 14, dass Partikel aus der Umgebungsluft in das Trocknungssystem einströmen und sich auf den Instrumenten ablagern.

Die Einhaltung aller Prozessparameter (insbesondere von Druck und Temperatur) überwachen zwei voneinander unabhängige Systeme. Alle Aufbereitungsdaten können entweder ausgedruckt oder über eine Dokumentationssoftware rechtssicher archiviert werden.

Medienkontakt:

Brand Affairs AG

Telefon: +41 44 254 80 00

E-Mail: info@brandaffairs.ch

Über das Unternehmen: Miele ist der weltweit führende Anbieter von Premium-Hausgeräten für die Produktbereiche Kochen, Backen, Dampfgaren, Kühlen/Gefrieren, Kaffeezubereitung, Geschirrspülen, Wäsche- sowie Bodenpflege. Hinzu kommen Geschirrspüler, Waschmaschinen und Wäschetrockner für den gewerblichen Einsatz sowie Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsgeräte für medizinische Einrichtungen und Laboratorien (Geschäftsbereich Professional). Das 1899 gegründete Unternehmen unterhält acht Produktionsstandorte in Deutschland sowie je ein Werk in Österreich, Tschechien, China und Rumänien. Hinzu kommen die zwei Werke der italienischen Medizintechnik-Tochter Steelco Group. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2017/18 rund 4,1 Milliarden Euro, wovon 70 Prozent ausserhalb Deutschlands erzielt wurden. In fast 100 Ländern ist Miele mit eigenen Vertriebsgesellschaften oder über Importeure vertreten. Weltweit beschäftigt der in vierter Generation familiengeführte Konzern etwa 20.100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 11.200 davon in Deutschland. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Gütersloh in Westfalen.

Zu diesem Text gibt es zwei Fotos



Foto1: Für den Bedarf vieler Arzt- und Podologiepraxen gibt es jetzt kompakte Reinigungs- und Desinfektionsgeräte von Miele, die auf einer Arbeitsplatte platziert werden können. (Foto: Miele)



Foto 2: Das neue Modell PWD 8534 kann mit zwei verschiedenen Körben und diversen Einsätzen individuell ausgestattet werden. (Foto Miele)

Download Text und Foto: www.miele.ch

Folgen Sie uns:

 Miele | Miele Professional